

		Xmatic Compact senza giostra di carico verticale
<b>Capacità</b>	Campioni singoli	No
	Portacampioni	Diametro: 140 mm. per disco MD da 250 mm. Diametro: 160 mm. per disco MD da 300 mm.
<b>Stazione di prelevigatura piana ad alta velocità</b>	Diametro	-
	Velocità	-
	Rimozione del materiale	-
	Direzione di rotazione	-
	Sistema di ricircolo	-
	Potenza motore	-
	Continuo (s1)	-
	Max. (s3)	-
<b>Stazione MD di prelevigatura e lucidatura</b>	Diametro	250 (10") mm. o 300 mm. (12")
	Velocità di rotazione	50 - 600 gpm (1.000 gpm durante la centrifuga)
	Direzione di rotazione	In senso orario
	Potenza motore	-
	Continuo (s1)	1,5 kW
	Max. (s3)	N/A
<b>Maschera di trascinamento Maschera di trascinamento</b>	Portacampioni	Applicabile solo con i porta-etichette RFID
	Peso max.	4 kg (8,8 lb) incluso portacampioni
	Altezza campione max.	40 mm. (1,6")
	Sporgenza massima del campione sotto il supporto	6 mm. (0,2")
	Forza	50 - 500 N con incrementi di 10 N
	Precisione della forza	+/-10% fino a 100 N, +/-10 N su valori più alti
	Velocità di rotazione	-
	in corso	50 - 300 gpm, variabile in incrementi da 10
	durante l'asciugatura	1.200 gpm
	Direzione di rotazione	In senso orario, In senso antiorario
	Motore	1,1 kW
	Coppia motrice	7,3 Nm a 150 rpm

		Xmatic Compact senza giostra di carico verticale	
<b>Giostra di carico</b>	Numero di portacampioni	-	
<b>Elevatore MD</b>	Numero di superfici MD	8	
<b>Stazione di pulizia</b>	Acqua ad alta pressione	40 bar (580 psi)	
	Alcol e sapone	Si	
<b>Funzionalità</b>	Rimozione del materiale	0,05 - 6 mm. (0,002 - 0,2") su stazione MD di prelevigatura e lucidatura	
	Ravvivatura della mola di prelevigatura ad alta rimozione	-	
	Ravvivatura di superfici MD	Automatico (punta di diamante/bastoncino di ossido di alluminio)	
	Dosaggio automatico		7 pompe per sospensione OP o DP
			1 espulsore per alcol per la stazione di pulizia
			1 espulsore per sapone per la stazione di pulizia
	Pulizia automatica dei tubi di dosaggio		
	Stazione di prelevigatura piana ad alta velocità	-	
<b>Opzioni</b>	Pulizia ad ultrasuoni	Si	
	Ricircolo per la stazione di prelevigatura/lucidatura MD	Si	
<b>Software ed elettronica</b>	Schermo tattile	Capacitivo	
	Display	LCD, 12,1" (1280 x 800)	
<b>Norme/direttive/legislazione di sicurezza</b>		Consultare la Dichiarazione di conformità/Manuale d'uso.	
<b>PORTATA</b>		Per informazioni su REACH, contattare la sede Struers locale.	
<b>Ambiente lavorativo</b>	Temperatura ambiente	-	
	Durante il funzionamento	5 - 40°C (41 - 104°F)	
	Durante il trasporto		-25°C - 55°C (trasporto)
			-25°C - 70°C (max. 24 ore durante il trasporto)
Umidità	35 - 85 % RH senza condensa		
Flusso	Min. 10 l/m (2,6 gpm)		
<b>Alimentazione idrica (erogazione dell'acqua)</b>	Ingresso dell'acqua, collegamento	3/4"	
	Pressione	2 - 9,9 bar (29 - 143 psi)	

		Xmatic Compact senza giostra di carico verticale
<b>Uscita acque reflue</b>	Diametro	50 mm. (1,97")
	Altezza uscita	50 cm. (19,7") sopra il pavimento
	Distanza massima dallo scarico	600 cm. (20')
	Pendenza	Dimensione fusibile 8%
<b>Alimentazione dell'aria compressa</b>	Pressione	6 - 9,9 bar (87 - 143 psi)
	Flusso	Dimensione fusibile 200 l/m (53 gpm)
	Qualità raccomandata	Classe-3, come specificato in ISO 8573-1
<b>Alimentazione</b>	Voltaggio/frequenza	220 V/430 V +/-15% (50/60 Hz)
	Ingresso alimentazione	15 A
	Alimentazione	-
	- Carico nominale	1,5 KW
	- Inattività	500 W
	Corrente	-
	- Nominale Nominale	4 A
	- Max. Max.	15 A
	- Corrente, corrente di carico massimo , carico massimo	4,6 A
<b>Aspirazione</b>	Diametro	100 mm. (2")
	Capacità raccomandata	250 m <sup>3</sup> /h (8.830 ft <sup>3</sup> /h)
<b>Dimensioni e peso</b>	Larghezza	149 cm (586,6")
	Profondità	75,0 cm (29,5")
	Altezza	189,0 cm. (74,4")
	Altezza (con copertura aperta)	244,0 cm. (96,0")
	Peso	690 kg (1.522 lbs)

		<b>Xmatic Compact senza giostra di carico verticale</b>	
<b>Categorie dei circuiti di sicurezza/Livello delle prestazioni</b>	SF-1 Arresto d'emergenza	PL c, Categoria 1 Categoria arresto 0	
	SF-4 Funzione di velocità limitata, maschera di trascinamento	PL d, Categoria 3 Categoria arresto 0	
	SF-5 Interblocco del coperchio protettivo principale, movimenti pericolosi	PL c, Categoria 1 Categoria arresto 0	
	SF-5A Interblocco del coperchio protettivo principale, acqua ed etanolo	PL d, Categoria 3 Categoria arresto 0	
	SF-6 Interblocco del coperchio protettivo principale con dispositivo di blocco	PL a, Categoria b Categoria arresto 0	
	SF-7 Dispositivo di blocco dello sportello del cambio MD	PL d, Categoria 3 Categoria arresto 0	
	SF-8 Dispositivo di blocco dello sportello del cambio MD	PL c, Categoria 1 Categoria arresto 0	
	SF-10 Blocco degli sportelli dell'unità di ricircolo, stazione MD	PL d, Categoria 1 Categoria arresto 0	
	<b>Livello di rumorosità</b>	Livello di pressione delle emissioni sonore ponderato A nelle postazioni di lavoro	LpA = 64,4 dB(A) (valore misurato). Incertezza K =4 dB
	<b>Livello di rumorosità</b>	Livello di pressione sonora equivalente ad ultrasuoni (livello equivalente agli ultrasuoni)	Lteq, T=95,2 dB (valore misurato). Incertezza K =2 dB
<b>Livello di rumorosità</b>	<p>Le cifre riportate rappresentano i livelli di emissione e non necessariamente i livelli di sicurezza di lavoro. Anche se esiste una correlazione tra i livelli di emissione e di esposizione, questa non può essere usata in modo affidabile per determinare se siano necessarie ulteriori precauzioni. I fattori che influenzano</p> <p>il reale livello di esposizione della forza lavoro, comprendono le caratteristiche del laboratorio e altre fonti di rumore, come il numero di macchine e altri processi adiacenti. Tuttavia, i livelli di esposizione ammissibili possono variare da paese a paese. Queste informazioni, inoltre,</p> <p>permettono all'addetto alla macchina di valutare meglio rischi e pericoli.</p>		
<b>Livello di vibrazione</b>	Emissione vibrazioni dichiarata	N/A	