

		Minitom
Kapazität	Höhe x Länge	30 x 40 mm (1,2 x 1,6 Zoll)
	Durchmesser	40 mm (1.6")
	Maximale Schneidkraft	0.34 N
Trennscheibe	Durchmesser	100-127 mm (4-5 Zoll)
	Innenlochdurchmesser	12,7 mm (0,5 Zoll)
Trennscheibenmotor	Drehzahl	100-420 U/min
Umlaufkühleinheit	Volumen	250 l (0,07 gal)
Software und Elektronik	Bedienelemente	Touchpad
	Display	N. zutr.
Sicherheitsnormen	Siehe Konformitätserklärung	
REACH	Wenden Sie sich für Informationen zu REACH an Ihre örtliche Struers-Niederlassung.	
Betriebsumgebung	Umgebungstemperatur	5-40 °C (41 - 131 °F)
	Feuchtigkeit	< 95 % RF, nicht kondensierend
	Geräuschpegel	L(Pa)=58 dBa(A)
Stromversorgung	Spannung/Frequenz	100-250 AVC 50-60 Hz
	Netzanschluss	1L + (N) + PE
	Strom S1	N. zutr.
	Strom, Nennleistung	3,2 A
	Stromaufnahme, max.	4,8 A
	Ampere-Nennleistung des größten Motors/der größten Last	N. zutr.
Abmessungen und Gewicht	Breite	27,5 cm (10.8")
	Tiefe (Hauptteil)	28 cm (11")
	Breite (mit Griff)	41 cm (16 Zoll)
	Höhe (Hauptteil)	20,5 cm (8.1")
	Höhe (Breite mit Griff)	25,6 cm (10.1")
	Gewicht	8 kg (17,6 lbs)