

		Labotom-20
Afkastageta	Hæð x lengd	95 x 200 mm (3,7" x 10")
	Þvermál	110 mm (4,7")
	Skurðlengd	305 mm (12")
Afskurðarhjól	Þvermál	350 mm (14")
	Þvermál mönduls	32 mm (1.3")
Mótor afskurðarhjóls	Snúningshraði	2500 rpm
	Hæðarstilling afskurðarhjóls	-
Skurðborð	Breidd	340 mm (13.4")
	Dýpt	313 mm (12.3")
	T-raufar	T-rauf með útskiptanlegum T-raufarplötum, 10 mm (4 stk. + 3 stk.)
	Mötunarhraði	Handvirk stýring
Leysir		Flokkur 2M
Hugbúnaður og rafeindabúnaður	Stjórnúnaður	Snertiborð
	Skjár	Á ekki við
Öryggisstaðlar		CE-merking samkvæmt tilskipunum ESB
REACH		Upplýsingar um REACH má fá hjá næstu skrifstofu Struers.
Starfræksluumhverfi	Hitastig umhverfis	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Raki	35 - 85 % loftraki sem þéttist ekki
Aflgjafi 1	Spenna/tíðni	3 x 200 V (50 Hz)
	Aflinntak	3L + (N) + PE
	Afl S1	Á ekki við
	Afl S3 60%	5,5 kW (7,4 hp)
	Afl S3 15 %	7,5 kW (10 hp)
	Straumur, nafnág	22.9 A
	Straumur, háam.	45.8 A
	Ampermálgildi stærsta mótors eða álags	21.9 A

Afgjafi 2	Spenna/tíðni	3 x 200 - 210 V (60 Hz)
	Aflinntak	3L + (N) + PE
	Afl S1	Á ekki við
	Afl S3 60%	6,6 kW (8,8 hp)
	Afl S3 15 %	8,5 kW (11,4 hp)
	Straumur, nafnág	27.1 A
	Straumur, háam.	54.2 A
	Ampermálgildi stærsta mótors eða álags	26.1 A
Afgjafi 3	Spenna/tíðni	3 x 220 - 230 V (50 Hz)
	Aflinntak	3L + (N) + PE
	Afl S1	Á ekki við
	Afl S3 60%	5,5 kW (7,4 hp)
	Afl S3 15 %	7,5 kW (10 hp)
	Straumur, nafnág	20.1 A
	Straumur, háam.	40.2 A
	Ampermálgildi stærsta mótors eða álags	19.1 A
Afgjafi 4	Spenna/tíðni	3 x 220 - 240 V (60 Hz)
	Aflinntak	3L + (N) + PE
	Afl S1	Á ekki við
	Afl S3 60%	6,6 kW (8,8 hp)
	Afl S3 15 %	8,5 kW (11,4 hp)
	Straumur, nafnág	22,5 A
	Straumur, háam.	45 A
	Ampermálgildi stærsta mótors eða álags	21.5 A

Afgjafi 5	Spenna/tíðni	3 x 380 - 415V (50 Hz)
	Aflinntak	3L + (N) + PE
	Afl S1	Á ekki við
	Afl S3 60%	5,5 kW (7,4 hp)
	Afl S3 15 %	7,5 kW (10 hp)
	Straumur, nafnág	12 A
	Straumur, háam.	24 A
	Amperhálgildi stærsta mótors eða álags	11 A
Afgjafi 6	Spenna/tíðni	3 x 380 - 415V (60 Hz)
	Aflinntak	3L + (N) + PE
	Afl S1	Á ekki við
	Afl S3 60%	6,6 kW (8,8 hp)
	Afl S3 15 %	8,5 kW (11,4 hp)
	Straumur, nafnág	13.4 A
	Straumur, háam.	26.8 A
	Amperhálgildi stærsta mótors eða álags	12.4 A
Afgjafi 7	Spenna/tíðni	3 x 460 - 480 V (60 Hz)
	Aflinntak	3L + (N) + PE
	Afl S1	Á ekki við
	Afl S3 60%	6,6 kW (8,8 hp)
	Afl S3 15 %	8,5 kW (11,4 hp)
	Straumur, nafnág	12.4 A
	Straumur, háam.	24,8 A
	Amperhálgildi stærsta mótors eða álags	11.4 A
Kælikerfi	Aukabúnaður	Kælikerfi 4
Útblástur	Ráðlögð afköst	150 m ³ /h (5300 ft ³ /h) við 0 mm (0") vatnsmæli.
Háþróaðir eiginleikar	X-borð, handvirkt	Aukabúnaður
	X-standur, handvirkur	Á ekki við
	Snúningsstandur	Á ekki við

Öryggisrásarflokkar/afkastastig	Neyðarstopp	PL c, flokkur 1 Stöðvunarflokkur 0
	Öryggishlíf	PL d, flokkur 3 Stöðvunarflokkur 0
	Lás öryggishlífar	PL a, flokkur B Stöðvunarflokkur 0
	Óviljandi ræsing á endurhringrásarvökva	PL c, flokkur 1 Stöðvunarflokkur 0
Lekaliði (RCCB)		Þörf er á gerð A, 30 mA (eða meira)
Hávaðastig	Vegið hljóðþrýstingsstig á vinnustöðvum	LpA = 72 dB(A) (mælt gildi). Óvissa K = 4 dB
Titringsstig	Yfirlýst titringslosun	$a_{hd} = 0,5 \text{ m/s}^2$ (mælt gildi). Óvissa K = $0,2 \text{ m/s}^2$
Mál og þyngd	Breidd (aðalhluti)	73 cm (28,9")
	Breidd (með handfangi)	89 cm (35,2")
	Breidd (einn stokkur)	Vinstri: 134 cm 52,8") Hægri: 126 cm 49,4")
	Breidd (tveir stokkar)	170 cm 67")
	Dýpt	94 cm 37,1")
	Hæð (hlíf lokuð, með handfangi)	90 cm 35,6")
	Hæð (hlíf opin)	122 cm 48")
	Þyngd	225 kg (496 lbs)