

		TegraDoser Remot
Pompy perystaltyczne	Liczba pomp	7 szt.
	Wydajność pompy (w trybie ciągłym)	52 ml/min (6 szt. do zawiesin i środków smarnych) 100 ml/min (1 szt. do wody)
	Poziomy dozowania zawiesin	0,2 - 4 ml (20 ustawień)
	Poziomy dozowania zawiesin (DiaPro, DiaDuo)	0,2 - 12 ml (20 ustawień)
	Poziomy dozowania środków smarnych	0,2 - 12 ml (20 ustawień)
Butelki	Butelki ½ l.	6 szt.
	Butelki 1 l	1 szt.
Oprogramowanie i elektronika	Elementy sterujące	Pole dotykowe
	Wyświetlacz	Wyświetlacz LCD 240 x 128 punktów z podświetleniem LED
Normy bezpieczeństwa	Oznakowane znakiem CE zgodnie z dyrektywami UE	
REACH	Więcej informacji na temat zasad REACH można uzyskać, kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Struers.	
Warunki pracy	Temperatura otoczenia	5-40°C (41-104°F)
	Wilgotność	35-85% wilgotności względnej bez kondensacji
Warunki przechowywania i transportu	Temperatura otoczenia	-5-60°C (4-104°F)
Zasilanie	Napięcie/częstotliwość	24 V DC
	Prąd, maksymalne obciążenie	1 A z TegraSystem Remote
Poziom hałasu	Poziom ciśnienia akustycznego z korekcją A na stanowiskach pracy	LpA = 58 dB(A) (wartość mierzona). Niepewność K = 4 dB(A) Pomiary wykonane zgodnie z normą EN ISO 11202.
Poziom wibracji	Deklarowana emisja wibracji	Nie dot.
Wymiary i waga - Polerka, Głowica polerska	Wysokość	38 cm (7,9")
	Szerokość	21 cm (8,3") bez tacy na butelki 55 cm (21,5") z tacą na butelki
	Głębokość	20 cm (7,9")
	Waga	8 kg (17,6 lb) bez tacy na butelki 10 kg (22 lb) z tacą na butelki

TegraDoser Remot		
Wymiary i waga - Głowica dyszy	Wysokość	11 cm (4,3")
	Szerokość	5 cm (2")
	Głębokość	12 cm (4,7")
	Waga	0,6 kg (1,3 lb)
	Długość węża głowicy dozownika (standardowo)	3 m (9,8 ft) (maks. zastosowanie) 16 m (52,5 ft) tylko z zawieszinami i środkami smarnymi DiaPro

Numer dokumentu: 16967751_A_pl
Data wydania: 2023.08.10