

		Accutom-10
Капацитет	Височина x Дължина	50 x 130 mm (2" x 5.1")
	Дължина на рязане	40 mm/195 mm (1,6 "/ 7,7") за диаметър 25 mm
Режещ диск	Диаметър	75 mm (3") - 150 mm (6")
	Диаметър на шпиндел	12.7 mm (0.5")
Капацитет на шлайфане	Височина x Дължина	Не е приложимо
Двигател	Скорост на въртене.	300 - 3000 об/мин, регулируема на стъпки от 50 об/мин
	Скорост на подаване при рязане	Скорост на подаване: 0.005 - 3 mm/s, регулируема на стъпки от 0.005 mm/s
	Скорост на позициониране	Y = 13 mm/сек
	Дължина на позициониране	Y посока: 110 mm (точност 0,1 mm)
Рамо на държача на образеца	X-движение	Да
	Въртене	Да
	Осцилации	Да
	Автоматично завъртане на държача на образеца (преди рязане)	№
	Скорост на позициониране	X = 10 mm/s
	Дължина на позициониране	X посока: 60 mm (точност 0.005 mm)
Софтуер и електроника	Контроли	Сензорен екран, Завъртете/Натиснете бутона
	Дисплей	LCD, TFT-цвят 5.7", 320 x 240 точки с LED задна светлина
Стандарти за безопасност		Вижте Декларацията за съответствие
Работна среда	Температура на околната среда	5 - 40 °C (41 - 104 °F)
	Влажност	< 85 % RH без кондензация
Електрическо захранване	Напрежение/честота	200-240 V (50-60 Hz)
	Вход за захранване	1-фазен (N+L1+PE) или 2-фазен (L1+L2+PE) Електрическата инсталация трябва да отговаря на "Категория на инсталацията II".
	Power S1	1080 W
	Power S3	Не е приложимо
	Мощност на празен ход	45 W
	Ток, максимален	9.1 A
Охладителна система	Вграден	4,75 л (1¼ галон), 1,6 л/мин (0,4 галон/мин)

		Accutom-10
Отработени газове	Препоръчителен капацитет	30 m ³ /h (1060 ft ³ /h)
Разширени функции	У-плот, автоматичен	№
	Стойка X, ръчен	№
	Въртяща се стойка	№
Категории вериги за безопасност/Ниво на производителност	Система за предпазен преключвател	PL d, Категория 3 Стоп категория 0
	Защитно заключване	PL b, категория 3 Стоп категория 0
	Функция задържане към работа	PL d, Категория 3 Стоп категория 0
	Аварийно спиране	PL c, Категория 1 Стоп категория 0
	Неволно стартиране на флуидната система	PL b, категория 3
	Контрол на скоростта - движение на конзолата за режещия диск/чашеобразното колело	PL d, Категория 3 Стоп категория 0
	Следене на скоростта на въртене на режещия диск/колелото във вид на чаша	PL d, Категория 3
	Прекъсвач на остатъчния ток (RCCB)	
Ниво на шума	Определено като А ниво на звуково налягане на работните места	LpA = 67 dB(A) (измерена стойност). Несигурност K = 4 dB
Ниво на вибрация	Декларирано излъчване на вибрации	Не е приложимо
Размери и тегло	Ширина	64.6 см (25,4")
	Дълбочина, с щепсел	78 см (30.7") с щепсел
	Височина, предпазителят е затворен	44 см (17,3"), предпазителят е затворен
	Височина, отворен предпазител	91 см (35,8"), предпазител отворен
	Тегло	68 кг (150 фунта)