

		Accutom-10
<b>Kapacita</b>	Výška × Délka	50 x 130 mm (2" x 5,1")
	Délka řezání	40 mm / 195 mm (1,6"/7,7") pro průměr 25 mm
<b>Řezný kotouč</b>	Průměr	75 mm (3") – 150 mm (6")
	Průměr trnu	12,7 mm (0,5")
<b>Kapacita broušení</b>	Výška × Délka	Není relevantní
<b>Motor</b>	Rychlost otáčení	300–3 000 ot./min., nastavitelné v krocích po 50 ot./min
	Rychlost podávání při řezání	Rychlost podávání: 0,005–3 mm/s, nastavitelné v krocích po 0,005 mm/s
	Rychlost polohování	Y = 13 mm/s
	Délka polohování	Směr Y: 110 mm (přesnost 0,1 mm)
<b>Rameno držáku vzorků</b>	Pohyb X	Ano
	Otáčení	Ano
	Oscilace	Ano
	Automatické otáčení držáku vzorků (před řezáním)	Č.
	Rychlost polohování	X = 10 mm/s
	Délka polohování	Směr X: 60 mm (přesnost 0,005 mm)
<b>Software a elektronika</b>	Ovládací prvky	Touchpad, Otočit/stisknout tlačítko
	Displej	LCD, TFT barevný 5,7", 320 × 240 bodů s LED podsvícením
<b>Bezpečnostní normy</b>		Viz Prohlášení o shodě
<b>Provozní prostředí</b>	Okolní teplota	5–40 °C (41–104 °F)
	Vlhkost	< 85 % RV bez kondenzace
<b>Zdroj proudu</b>	Napětí/frekvence	200–240 V (50–60 Hz)
	Vstup napájení	1fázové (N+L1+PE) nebo 2fázové (L1+L2+PE) Elektrická instalace musí odpovídat kategorii instalace II
	Napájení S1	1 080 W
	Napájení S3	Není relevantní
	Napájení, nečinnost	45 W
	Proud, max.	9,1 A
<b>Chladicí systém</b>	Zabudované	4,75 l (1¼ galonu), 1,6 l/min. (0,4 galonu/min.)
<b>Odsávání</b>	Doporučená kapacita	30 m³/h (1 060 ft³/h)

<b>Accutom-10</b>		
<b>Pokročilé funkce</b>	Stůl X, automatické	Č.
	Stojan X, manuální	Č.
	Otočný stojan	Č.
<b>Kategorie bezpečnostního obvodu/Úroveň výkonu</b>	Ochranný bezpečnostní spínačový systém	PL d, kategorie 3 Kategorie zastavení 0
	Ochranný zámek	PL b, kategorie 3 Kategorie zastavení 0
	Funkce Hold-to-run	PL d, kategorie 3 Kategorie zastavení 0
	Nouzový vypínač	PL c, kategorie 1 Kategorie zastavení 0
	Neúmyslné spuštění kapalinového systému	PL b, kategorie 3
	Sledování rychlosti – pohyb konzoly řezného kotouče/brusného poháru	PL d, kategorie 3 Kategorie zastavení 0
	Rychlost otáčení řezacího kotouče / monitorování řezacího hrnce	PL d, kategorie 3
<b>Proudový chránič (RCCB)</b>		Není relevantní
<b>Hladina hluku</b>	Vážená hladina akustického tlaku A u pracovních stanic	LpA = 67 dB(A) (naměřená hodnota). Nejistota K = 4 dB
<b>Úroveň vibrací</b>	Deklarovaná emise vibrací	Není relevantní
<b>Rozměry a hmotnost</b>	Šířka	64,6 cm (25,4")
	Hloubka, se zástrčkou	78 cm (30,7") se zástrčkou
	Výška, ochranný kryt uzavřený	44 cm (17,3"), ochranný kryt uzavřený
	Výška, ochranný kryt otevřený	91 cm (35,8"), ochranný kryt otevřený
	Hmotnost	68 kg (150 lbs)