

<b>LaboDoser-100</b>		
<b>Turvallisuusstandardit/direktiivit/lainsäädäntö</b>		Katso Osittaisen koneen liittämismääräykset.
<b>REACH</b>		Lisätietoja REACHista saat ottamalla yhteyttä paikalliseen Struers-toimistoon.
<b>Käyttöympäristö</b>	Ympäristön lämpötila	5-40 °C (41-104 °F)
	Kosteus	% RH, ei kondensoituvia
	Ympäristön lämpötila	0-60 °C (32-140 °F)
<b>Säilytys- ja kuljetusolosuhteet</b>	Kosteus	% RH, ei kondensoituvia
<b>Mitat ja paino</b>	Leveys	19,0 cm (7,5")
	Syvyys	30,6 cm (12,0")
	Korkeus	11,5 cm (4,5")
	Paino	1,9 kg (4,2 lbs)